



# NÁPLAST HYDROGELOVÁ MIX 5



Komponenta:  
8595041649100 Náplast  
hydrogelová 60x38mm



Komponenta:  
8595041649117  
Náplast hydrogelová 75x45mm



8 5 9 5 0 4 1 6 9 9 9 6 9



## Náplast HYDROGELOVÁ MIX 5 (3+2) s absorpčním a chladivým účinkem - průhledný film s hydrogelovou vrstvou

- na otlaky - puchýře - povrchní poranění - spáleniny

Hydrogelová náplast patří mezi hydrofilní prostředky, které jsou na jedné straně schopny rehydratovat suchou tkáň a na druhé straně absorbovat sekret. Vlastní hydrogel tvoří polštářek na ránu. Jedná se o matrici obsahující vodu.

Tyto vlastnosti náplast předurčují k širokému použití. Jejich indikace je tedy možná jak na rány se suchou spodinou tak na rány mírně exsudativní. Hydrogely se sestávají z polymerů nebo kopolymerů s vysokým obsahem vody. Jsou vyráběny ve formě kompaktní a amorfní.

Náplast vhodná k rychlému ošetření povrchního poranění v průběhu jakékoliv aktivní činnosti. Nesmáčivý film zabrání průniku nečistot. Hydrogelový polštářek nepřilne k poranění a náplast lze později odstranit bez stržení prvotně vytvořené hojící se vrstvy, nechat poranění lehce zaschnout a ošetřit běžnou náplastí.

Poranění umyjte v pitné vodě a podle potřeby vydesinfikujte. Osušte kůži po obvodu poranění a přelepte náplastí. Nejprve sejměte folii a přiložte náplast. Až po přiložení sejměte krycí papír chránící tenký film náplasti.

**Obsah:** Mix 5ti kusů hydrogelových náplastí v plastickém sáčku (2 kusy 75x45 mm a 3 kusy 60 x 38 mm).

**Skladujte** v suchu při teplotě 5 – 25 °C.

**Distribuce pro ČR:** PERCOM ® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276, e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz

**Výrobce:** ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Holandsko